



skin **affix**[™] HIGH-VISCOSITY TISSUE ADHESIVE

Patient Instructions for Post-Operative Care

SourceMark's skin **affix**[™] high-viscosity tissue adhesive (2-octyl cyanoacrylate) is a sterile liquid skin adhesive that holds easily approximated wound edges together. The adhesive forms a film that remains in place for 5 to 10 days and naturally sloughs off as the skin is renewed.

How to care for your wound:

- **Keep the wound dry.** Do not soak or scrub the wound area. To dry, gently pat with a soft towel or cloth. If bandaged, keep the bandage dry or replace if it becomes wet.
- **Avoid topical medications.** Do not apply liquid or ointment medications, lotions, creams, petroleum jelly, mineral oils or any other product to your wound while skin **affix**[™] adhesive film is in place.
- **Do not rub, scratch or pick at the wound.** Doing so may prevent the wound from closing appropriately and cause scarring.
- **Protect the wound from prolonged sunlight exposure.** Do not use tanning lamps while the film is in place.
- **Check the wound appearance.** Some swelling, redness and pain are common with all wounds and normally will go away as the wound heals. Contact your doctor immediately if swelling, redness or pain increases; if the wound feels warm to the touch; or if the wound edges reopen or separate.
- **skin **affix**[™] will naturally shed itself between 5 and 10 days after the procedure.** By this time, your wound should be sufficiently healed.

Follow the advice of your physician. For more information, questions or concerns, consult your doctor.



ALTA VISCOSIDAD TEJIDO ADHESIVO

Instrucciones para el paciente para el cuidado post-operatorio

skin affix™ de alta viscosidad adhesivo tisular de Medline (2-octil cianoacrilato) es un adhesivo cutáneo líquido estéril que mantiene fácilmente

herida aproximada bordes juntos. El adhesivo forma una película que permanece en el lugar durante 5 a 10 días y, naturalmente, se sacude como la piel se renueva.

Cómo cuidar su herida:

- **Mantenga la herida seca.** No se moje o fregar el área de la herida. A seca, acaricie suavemente con una toalla o un paño suave. Si vendada, mantenga el vendar seco o sustituir si se moja.
- **Evite los medicamentos tópicos.** No aplique líquido o ungüento medicamentos, lociones, cremas, vaselina, aceites minerales o cualquier otro producto a su herida, mientras que la skin affix™ película adhesiva está en su lugar.
- **No frote, rasguño o recoger en la herida.** Si lo hace, puede impedir la herida se cierre apropiadamente y dejar cicatrices.
- **Proteja la herida de la prolongada exposición al sol.** No utilice lámparas de bronceado mientras que la película está en su lugar.
- **Compruebe el aspecto de la herida.** Un poco de hinchazón, enrojecimiento y dolor son comunes con todas las heridas y normalmente desaparecen a medida que la herida se cura. Póngase

en contacto con su médico inmediatamente si la hinchazón, enrojecimiento o el dolor aumenta; si la herida se siente caliente al tacto; o si el bordes de la herida reabren o por separado.

- **skin affix™ natural arrojará sí entre 5 y 10 días después del procedimiento.** Por este tiempo, la herida debe suficientemente curado.

Siga el consejo de su médico. Para más información, preguntas o inquietudes, consulte a su médico.